

Desinfektionsmittelspender mit Ständer Point of Care


Infrarot-Sensor Desinfektionsspender zur berührungslosen Händedesinfektion. Der Spender zerstäubt hygienisch und berührungslos, mittels Sensor, Handdesinfektionsmittel in die Hände. Der Spender ist auf einer Stehle mit Sockel aus weissen, melaminbeschichteten Möbelplatten installiert.
Dimensionen: Breite Sockel 40 cm, Tiefe Sockel 40 cm, Höhe insgesamt 141 cm, tehlenbreite 22 cm. Die Breite der Stehle von 22 cm ermöglicht das Anbringen von selbst hergestellten Zusatzinformationen im A4 Format (21 x 29,7 cm). Über dem Desinfektionsmittelspender ist ein schwarzes Piktogramm angebracht zur Kennzeichnung und besseren Sichtbarkeit des Point of Care.
Die Oberfläche der Stehle kann feucht und mit mildem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Unser Point of Care wird Ihnen fertig installiert angeliefert und ist sofort betriebsbereit, 1000 ml Handdesinfektionsmittel sind bereits eingefüllt und 8 Stück AA Batterien sind installiert.

Preisliste Alle Preisangaben in Schweizer Franken, inkl. 7,7% Mwst und inkl. Versandkosten

Stück	1	2-4	ab 5 Stk
Fr./Stk.	349.00	324.00	299.00

Lieferzeit: 2 - 3 Tage (Infostand 27.05.2020)



- Ständer mit Piktogramm
- Sesor Desinfektionsmittelspender
- 1000 ml Desinfektionsmittel
- Lieferung schweizweit
- Sofort einsatzbereit

Fr. 349.00

inkl. 7,7% Mwst

Lieferung:

Der Ständer wird fixfertig geliefert, inklusive installiertem Desinfektionsmittelspender. Es ist kein Selbstaufbau durch den Käufer notwendig.

Infrarot Sensor Desinfektionsspender zur berührungslosen Händedesinfektion. Der Spender zerstäubt hygienisch und berührungslos, mittels Sensor, Handdesinfektionsmittel in die Hände.

Material: ABS-Plastik, schwarz-weiss
Kapazität: 1000 ml
Dosage: 0,3 ml & 0,6 ml (verstellbar)
Masse: H 26,2 x B 12,3 x T 11,4 cm
Herstellergarantie: 1 Jahr

Lieferumfang Komplettes Set inklusive
1 Sensor- Desinfektionsspender
1 Flasche inkl. 1000 ml Desinfektionsmittel
8 Batterien (AA 1,5) bereits eingesetzt
1 Bedienungsanleitung
1 Ständer weiss mit Piktogramm

